



individuelle Knieorthese aus Carbon und Stahl



Hochleistungs-Orthese für sichere Erfolge


- *ultraleichte Konstruktion für optimalen Tragekomfort*
- *doppelwandiger Carbon-Rahmen für höchste Belastbarkeit*
- *4-Achs-Kettengelenke aus Stahl für anatomiegerechte Bewegungsabläufe*





Knieorthesen

Richtungsweisend in ihrer Klasse



✓ **verwindungssteifer Rahmen**

Carbon-Rahmen in doppelwandiger Sandwich-Bauweise für höchste Stabilität bei maximaler Gewichtseinsparung

✓ **gezielte Abstützung**

Skelettrahmen für optimale knöcherne Abstützung an der Tibia-Vorderkante und Kniekondylen ohne Beeinträchtigung der Muskulaturbewegung

✓ **anatomische Gelenke**



modernste 4-Achs-Kettengelenke aus Stahl für eine anatomiegerechte Kniegelenksführung über den gesamten Bewegungsverlauf

✓ **Massarbeit mit Passgarantie**

Dank der genauen Vermessung der Abstützpunkte und der anschliessenden Feinabstimmung passen die individuell hergestellten CTI-Orthesen immer. Auf alle direkt durch uns ausgemessenen Knieorthesen gewähren wir eine 100% Passgarantie.

✓ **Zusatzausstattungen**

Je nach den spezifischen medizinischen Anforderungen oder gemäss dem beabsichtigten Einsatzgebiet kann die CTI in einer Spezialausführung oder mit Zusatzausstattung geordert werden.



WINTER Medizintechnik AG
Oberdorfstrasse 68
CH-9100 Herisau
Tel. 071 761 01 02
Fax 071 761 01 03
www.wintermed.ch

